

**摩擦 衝撃 発汗** こんな悩みを緩和します。

# 二層式断端袋

## ジェットシースDU

**特長1** 摩擦の損傷からまもります。  
すべりのいいナイロン袋は、摩擦の損傷から肌をまもります。

**特長2** 外部からの衝撃を和らげます。  
バイル編みの適度な弾力性が心地よい感触を保ち、外部からのショックを和らげます。

**特長3** 発汗を吸収、肌はいつもさわやか。  
歩行中の発汗は、ナイロン袋の編み目から外側のバイル編みの袋が吸収し、水分を吸収しないナイロン袋に接する断端の肌は、いつもさわやかさが保たれます。

**S** 27cm

**M** 34cm

**L** 43cm

バイル編みの袋  
(厚地) 外側用

ナイロン袋  
(薄地) 内側用

● ソフトインサートカバー  
〈普通型用〉

ナイロン…100%  
サイズ…フリー

### ■装着法と仕様について

- ① 薄手のナイロン袋を履きその上に厚手のバイル編みの袋を履いてください。
  - ② 二層式断端袋は、冬期で2日間の使用が可能ですが暑い季節や発汗の多い方は、毎日の洗濯をおすすめします。(手洗い又は、洗濯機ご使用の場合は、必ずネットにお入れください。)
  - ③ 二層式断端袋の繊維(抗菌、防臭加工を施しています。)
- 〈薄地〉内側用/ナイロン100% 中央部メッシュ編み 〈厚地〉外側用/ウール40% アクリル40% ナイロン17% ポリウレタン3% SEK 抗菌防臭加工

● 販売店

● 製造元



**近畿義肢製作所**

(一社)日本義肢協会登録・近畿146号

〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有楽980-1

TEL(078)974-2412 FAX(078)974-2436

<http://www.kinkigishi.co.jp/>

# キャッチピン用 断端袋



## ● サイズ見本表

**紺** 幅 10cm  
高さ 30cm

**薄型**

**紺 薄型**

BK向き

**厚型**

**紺 厚型**

BK向き

**赤** 幅 10cm  
高さ 35cm

**薄型**

**赤 薄型**

AK向き  
BK長断端向き

**厚型**

**赤 厚型**

AK向き  
BK長断端向き

**茶** 幅 12cm  
高さ 40cm

**薄型**

**茶 薄型**

AK向き  
長断端向き

**厚型**

**茶 厚型**

AK向き  
長断端向き

● 販売店

● 製造元



**難近畿義肢製作所**

(一社)日本義肢協会登録・近畿146号

〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬980-1

TEL(078)974-2412 FAX(078)974-2436

<http://www.kinkigishi.co.jp/>